

Polnilo ÖNORM Z1020, Tip 2



Predpis: ÖNORM Z 1020:2006

OPIS IZDELKA za Polnilo ÖNORM Z1020, Tip 2

Polnilni komplet za prvo pomoč ÖNORM tip 2

VSEBINA:

- 4 trikotne krpe iz flisa ÖNORM K2122, posamezno pakirane
- 15 kompres za rane 10 cm x 10 cm posamično, sterilnih
- 3 povojne krpe 40 cm x 60 cm posamezno, sterilne
- 2 lepljiva obliža na kolutu 2,5 cm x 5 m z zaščitnim obročem
- 40 mavčnih trakov 6 cm x 1,9 cm posamično pakiranih
- 10 hitrih povojev 6 cm x 10 cm posamično pakiranih
- 4 paketi povojev M = srednji, posamično, sterilni
- 4 paketi oblog G = veliki, posamezno, sterilni
- 4 elastični gazni povoji 6 cm x 4 m fiksirni povoj, v celofanu
- 4 elastični gazni povoji 8 cm x 4 m fiksirni povoj, v celofanu
- 4 elastični gazni povoji 10 cm x 4 m fiksirni povoj, v celofanu
- 2 samolepilna fiksirna bandaža 8 cm x 4 m, prevlečena s celofanom
- 5 hitrih povojev za prste 3 cm x 3 cm posamično sterilnih
- 3 usnjeni naprstniki s trakovi
- 2 odeji za nujne primere 160 x 210 cm srebrne/zlate barve
- 1 bandažne škarje ÖNORM K2121 19 cm s plastičnimi ročaji
- 10 vinilnih zaščitnih rokavic DIN EN 455
- 1 enkratni nujni dihalni pripomoček DIN 13154
- 1 pinceta za drobce 8 cm, odporna na rjo
- 1 navodilo za prvo pomoč DIN A 6
- 1 Vsebina kompleta prve pomoči v skladu z ÖNORM Z 1020

	ŠT. IZD.
	VE-6906

PREDPISI za Polnilo ÖNORM Z1020, Tip 2

ÖNORM Z 1020:2006

ÖNORM Z 1020 | Komplet za prvo pomoč na delovnih mestih in gradbiščih



Predpis ÖNORM Z 1020 določa zahteve in preizkusne metode za kovčne za prvo pomoč glede vsebine in oblike za uporabo na delovnem mestu ali gradbišču. Kompleti za prvo pomoč morajo omogočati profesionalno prvo pomoč na kraju nesreče, medicinski pripomočki, ki jih vsebujejo kompleti za prvo pomoč, pa morajo kot takšni ustrezati zakonu o medicinskih pripomočkih.

V predpisu ÖNORM Z 1020 so vključene naslednje spremembe:

Dihalni pripomoček za enkratno uporabo služi le kot trenutna zaščita. Na embalaži mora biti tudi navedeno, da aplikacija ne zagotavlja 100% zaščite pred nevarnostjo okužbe.

Če se predvideva, da je pripomoček v stalni uporabi, se priporoča višja raven zaščite (vsaj dihalna maska brez cevi). Zagotoviti je potrebno le, da je uporabnik ustrezno usposobljen.