

Semperguard Nitril Xtra Lite, pak.=100 kos.



Zunanji material: nitril
Lastnosti: visoka spretnost ,
 primerne za ravnanje z živili
Manšete: manšeta
Znamke: Semperguard
Predpis: EN 455 , EN ISO 374-1 ,
 EN ISO 374-2 , EN ISO 374-5
Zaščitne lastnosti:
 zaščita pred kemikalijami

OPIS IZDELKA za Semperguard Nitril Xtra Lite, pak.=100 kos.

Nitrilne rokavice za enkratno uporabo • dobra kemična zaščita in visoka obstojnost • primerne za delo z živili • izjemna razteznost za povišano udobje • brez lateksa in nepudrane.

MATERIAL: Nitril

DOLŽINA: 240mm

DEBELINA: 0,07mm

PAKIRANJE: pak.=100 kos. (Vel.XL=90 kos.), karton=1000 kos. (Vel.XL=900 kos.)

PREDPISI:

certificirano v skladu z:

EN ISO 374-1

EN ISO 374-2

EN ISO 374-5

EN 455

Uredba o medicinskih pripomočkih razred 1 Uredba

EU o osebni zaščitni opremi kategorija III

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SG-006S	S
	SG-006M	M
	SG-006L	L
	SG-006XL	XL

PREDPISI za Semperguard Nitril Xtra Lite, pak.=100 kos.


EN
455

EN ISO 374-1

EN ISO 374-2

EN ISO 374-5

EN 455 | Medicinske rokavice za enkratno uporabo



Standard EN 455 določa zahteve in preskusno metodo za tesnjenje medicinskih rokavic za enkratno uporabo. Zahteve glede kemične odpornosti niso navedene. Več informacij najdete tukaj.

EN ISO 374-1 | Zaščita rok pred kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa EN 374-1 določa zahteve za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred nevarnimi kemikalijami in določa oznake, ki jih je potrebno uporabiti.

Več informacij najdete tukaj.

Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.

Novo označevanje zaščitnih rokavic za zaščito pred kemikalijami

NOVO: Oznake glede na EN ISO 374:2016		
TIP A	EN ISO 374-1/ Tip A  abcdef	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 6 od 18 preizkusnih kemikalij
TIP B	EN ISO 374-1/ Tip B  abc	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 3 od 18 preizkusnih kemikalij
TIP C	EN ISO 374-1/ Tip C  abc	Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 18 preizkusnih kemikalij
Prej		
Specialna zaščita pred kemikalijami	EN 374  abc	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 3 od 12 preizkusnih kemikalij
Lažja zaščita pred kemikalijami	EN 374  abc	Lažje nepremočljive rokavice z nizko zaščito pred kemičnim tveganjem Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 12 preizkusnih kemikalij

EN ISO 374-2 | Zaščita rok pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi



Evropski predpis EN ISO 374-2 določa preizkusne metode za določanje varovalno učinkovitost rokavic proti prodoru kemikalij in/ali mikroorganizmov.

Več informacij najdete tukaj.

Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.

EN ISO 374-5 | Zaščitne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa ISO 374 določa zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred mikroorganizmi.

Te rokavice so namenjene zaščiti pred baterijami in glivami.

Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.

Rokavice z dodatno oznako "VIRUS" ščitijo pred bakterijami, glivami in virusi.

