

## Plum tekočina za izpiranje oči pH-neutral, 200 ml

plum



Znamke: PLUM

## OPIS IZDELKA za Plum tekočina za izpiranje oči pH-neutral, 200 ml

4,9 % sterilni fosfatni pufer za nevtralizacijo kislin in alkalnih snovi v očesu • enostavna uporaba • ergonomska oblika očesne skodelice omogoča učinkovit pretok tekočine • uporabniku prijazna oblika omogoča hitro in enostavno odpiranje s samo enim premikom • po uporabi je priporočljivo nadaljnje spiranje s Plum tekočina za izpiranje oči 0,9 % razst. natrijevega klorida in takojšen obisk pri zdravniku.

**VSEBNOST:** 200 ml**ČAS IZPIRANJA:** 2 minuti

Stekleničke so samo za enkratno uporabo. Ob ponovni uporabi obstaja nevarnost okužbe.

**Predpis**

certificirano v skladu s:

EN 15154-4

	ŠT. IZD.
	KO-114